

# 소화기 및 면역억제 예방 백신



## 노빌리스 Rismavac

- > 혈청형 1에 속하는 약독화 마렙 백신주
- > VV+ 마렙병 야외주를 방어
- > 가장 방어력이 우수한 백신주



## 노빌리스 Rismavac+ CA126

- > 혈청형 1형과 3형의 조합으로 방어력 상승효과

### 높은 역가의 우수한 마렙백신

백신명	MDV (PFU/ml)	10배 희석 단계별 PFU수/ml							PFU 비교분석
		10 <sup>-1</sup>	10 <sup>-2</sup>	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-4</sup>	10 <sup>-5</sup>	10 <sup>-6</sup>	10 <sup>-7</sup>	
Nobilis Rismavac(1)	5.0 × 10 <sup>5</sup> ≥	50,000	5,000	500	50	5	0.5	ND	정상치
	7.0 × 10 <sup>5</sup>	NC	NC	NC	70	ND	ND	ND	분석치
Nobilis Rismavac(2)	5.0 × 10 <sup>5</sup> ≥	50,000	5,000	500	50	5	0.5	ND	정상치
	7.0 × 10 <sup>5</sup>	NC	NC	NC	67	ND	ND	ND	분석치

( NC: No Countable, ND: Not Done )

#### 검사조건

1. Nobilis Rismavac: 2개 앰플 모두 정상역가로 판명되었음.(우수)

출처: 전북대학교 조류질병학 연구실

### ■ 결론

Nobilis 마렙 백신은 생세포 검사에서 우수한 생 백신 함량을 보였으며 저계대의 우수한 면역효과를 유지하고 있습니다. Nobilis 마렙 백신은 현재에도 지속적 생 백신 함량 모니터링을 실시 중입니다.

#### 용량

CVI988 주 ≥ 1,000 TCID<sub>50</sub>/수당

#### 용량

CVI988 주 ≥ 1,000 TCID<sub>50</sub>/수당  
HVT FC-126주 ≥ 1,000 PFU/수당

#### 백신 접종 방법

백신을 준비된 희석액에 용해한 후 1일령 병아리의 목 뒤 피부 밑에 자동 주사기로 수당 0.2m씩 근육 혹은 피하 주사하십시오.

#### 주의사항

- > 액체질소 용기는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하고 취급하는 마스크와 장갑을 사용하여 조심스럽게 취급 하십시오.
- > 희석된 백신은 즉시 사용해야 합니다.

#### 제품

- > 단일백신 - Nobilis Rismavac
- > 혼합백신 - Nobilis Rismavac + CA 126